



Réf : ABOH/AP/8-10

Etablie le : 14/10/ 19

Version : 01 du 15/10/2016

Date de révision : 00


FICHE TECHNIQUE

OXYCIDE AP/8 BL

AGENT DE BLANCHIMENT OXYGENEE

BLANCHIMENT ET DESINFECTION DU LINGE

(Bactéricide – Fongicide – Virucide)



PRESENTATION

OXYCIDE AP/8 BL est un agent de blanchissement oxygénée stabilisé à base d'acide per-acétique, de peroxyde d'hydrogène et de stabilisateurs de blanchiment, solution idéale pour l'entretien et la protection de linge. Il dispose d'un haut potentiel d'oxydation pour le blanchiment et désinfection thermochimique du linge blanc.

OXYCIDE AP/8 BL convient à l'utilisation dans les blanchisseries professionnelles et d'hôpitaux et peut s'utiliser pour tous les textiles, à l'exception de la laine et du polyamide (nylon).

S'utilise en dosage manuel ou avec le système de dilution

AVANTAGES

- Facile à doser
- Actif même en dessous de 40°C
- Excellent agent de blanchiment à basse température
- Désinfectant puissant avec effet de blanchiment
- Blanchit en respectant les fibres et les couleurs de textiles.
- permet des économies d'énergies
- Allonge la durée de vie des textiles.

MODE D'EMPLOI

Blanchiment et décontamination du linge.

CONSEILS D'UTILISATION

- **OXYCIDE AP/8 BL** déploie son efficacité maximale à des températures entre 60 et 70°C.
- pH du bain lessiviel doit se trouver aux environs de 9 -11.
- Avec des températures inférieures à 60°C, il faut allonger le temps de lavage
- Il ne convient pas au traitement de laine et de polyamide, comme le nylon.
- Ne pas utiliser **OXYCIDE AP/8 BL**, en présence de taches de sang fraîches pour éviter la coagulation et la fixation du sang qui ne s'enlèvent que très difficilement du tissu
- Ne pas mélanger avec de l'eau de Javel ou d'autres produits.
- Avant utilisation, tester la compatibilité avec les dans une petite zone non visible.

OXYCIDE AP/8 BL

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com



Réf : ABOH/AP/8-10

Etablie le : 14/10/ 19

Version : 01 du 15/10/2016

Date de révision : 00

DOSAGES

Recommandation de dosage:

- 5 à 10 ml/kg de linge sec
- Température : de 60 à 80°C
- Temps : de 5 à 15 minutes
- pH optimale : 11,0

DONNEES TECHNIQUES

- Produit : liquide concentré
- Aspect : liquide incolore
- Densité (20°) : 1.15
- pH pure : 1.5 a 2 max
- Dilution : 2 a 3%

RECOMMANDATIONS POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Manipulation

- Se rincer et se sécher les mains après utilisation.
- En cas de contact prolongé une protection pour la peau peut être nécessaire.
- Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité.
- Uniquement pour un usage professionnel.

STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

OXYCIDE AP/8 BL

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com